

Anti-Muc2 Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Artikelnummer: CM0004532



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches MUC2 (Mucin-2), validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 858-1259 abdeckt. Geeignet für die Untersuchung der Funktion der intestinalen Mukosabarriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MLP; SMUC; MUC-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4583
GenID	4583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 858-1259 des menschlichen MUC2 (NP_002448.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02817
Proteinmasse	551 kDa
Versand	Eisbeutel