

Anti-Muc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Artikelnummer: CM0015320



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MUC2 (intestinales Mucin-2), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für die Forschung zu Schleimhautbarrieren, Darmkrebs und Kupferstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MLP; SMUC; MUC-2; MUC2
Spezies	Human
GeneID (human)	4583
GeneID	4583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 850-1270 des humanen MUC2 enthält (NP_002448.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02817
Proteingewicht	551 kDa
Versand	Eisbeutel