

Anti-Muc4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99102

Artikelnummer: CM0010584

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MUC4, ein hochmolekulares, membrangebundenes Mucin. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Onkologie- und Epithelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4585
GenID	4585
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 4807-4916 von humanem MUC4 (Q99102) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q99102
Proteingewicht	542kDa
Versand	Eisbeutel