

Anti-Muc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99102

Artikelnummer: CM0024347

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MUC4, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt das membranständige Mucin, das am Epithelschutz und der Krebsprogression beteiligt ist. Ideal für die onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Spezies	Human
GeneID (Human)	4585
GeneID	4585
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2100-2169 von humanem MUC4 (NP_060876.5) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q99102
Proteingewicht	542kDa
Versand	Eistasche