

Polyklonaler Anti-Muc6-Antikörper Für Wb, Elisa - Q6W4X9

Artikelnummer: CM0022022

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MUC6 (Magenmucin-6). Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung zur mukosalen Zytoprotektion, zur Pathologie von H. pylori und zur Analyse von Tumormarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUC6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MUC-6; MUC6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4588
Gen-ID	4588
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-298 des humanen MUC6 enthält. (NP_005952.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6W4X9
Proteingewicht	257 kDa
Versand	Kühlakku