


Anti-Mucin 5Ac Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P98088

Artikelnummer: CM0021343



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von Mucin 5AC, einem 586 kDa großen sekretierten Glykoprotein. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Mucin-Forschung, Atemwegs-/Magenstudien und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mucin 5AC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TBM; leB; MUC5; Mucin; Mucin 5AC (MUC5AC)
Spezies	Human
GeneID (Human)	4586
GeneID	4586
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1550-1900 von humanem Mucin 5AC (MUC5AC) entspricht (NP_001291288.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P98088
Proteingewicht	586 kDa
Versand	Eisbeutel