

Anti-Multimerin-1 (Mmrn1) Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13201

Artikelnummer: CM0029038

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes Multimerin-1 (MMRN1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem und murinem MMRN1. Ideal für Forschung zu Thrombozytenbiologie, Thrombose und vaskulärer Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMRN1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	ECM; MMRN; GPIa*; EMILIN4; MMRN1
Spezies	Mensch
Gen-ID	22915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1083-1228 des humanen MMRN1 (NP_031377.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13201
Proteinmasse	138 kDa
Versand	Eispack