

Anti-Mum1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - Q15306

Artikelnummer: CM0006764



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IRF4 (MUM1/LSIRF), einen Transkriptionsfaktor, der für die Signalübertragung in Lymphozyten und Immunantworten essenziell ist. Validiert für Anwendungen in IF-P, IHC-P und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUM1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MUM1, LSIRF, SHEP8, NF-EM5, IRF4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3662
GenID	3662
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 351–451 von humanem IRF4 (NP_001182215.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15306
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel