

Anti-Munc 13-1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upw8

Artikelnummer: CM0023499

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Munc13-1 (UNC13A) für WB und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu synaptischer Exozytose und Insulinsekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Munc 13-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Munc13-1; Munc 13-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23025
GenID	23025
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen Munc 13-1.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPW8
Proteinmasse	193 kDa
Versand	Eisbeutel