

Anti-Mus81-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ny9

Artikelnummer: CM0027067



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MUS81 gerichtet ist, eine strukturspezifische Endonuklease, die an der DNA-Reparatur und dem Genomstabilität beteiligt ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUS81 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLX3; MUS81
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80198
GenID	80198
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-350 von humanem MUS81 (NP_079404.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96NY9
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel