

Anti-Musashi-1 (Msi1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43347

Artikelnummer: CM0026951

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Musashi-1 (MSI1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Stammzell- und Neurowissenschafts-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Musashi-1 (MSI1) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MSI1; Musashi-1 (MSI1)
Spezies	Mensch
Gen-ID	4440
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-362 von humanem Musashi-1 (MSI1) (NP_002433.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43347
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel