


Anti-Musashi-2 (Msi2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dh6

Artikelnummer: CM0002088



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Musashi-2 (MSI2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Stammzellerhaltung und translationaler Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Musashi-2 (MSI2) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	124540
GeneID	124540
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem Musashi-2 (MSI2) (Q96DH6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96DH6
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel