


Anti-Musashi-2 (Msi2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Dh6

Artikelnummer: CM0030292



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Musashi-2 (MSI2) für WB und ELISA. Validiert für Mensch und Maus, Molekulargewicht 35kDa. Ideal für Stammzell- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Musashi-2 (MSI2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	124540
GeneID	124540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-80 von humanem Musashi-2 (MSI2) (NP_620412.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96DH6
Molekulargewicht	35kDa
Versand	Eistasche