


Anti-Muscarinischer Achr M2 (Acm2) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08172

Artikelnummer: CM0004021



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den humanen Muscarinischen Acetylcholinrezeptor M2 (ACM2). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die GPCR-Signaltransduktions- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Muscarinischer AChR M2 (ACM2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HM2; Muscarinischer AChR M2 (ACM2)
Spezies	Mensch
GenID	1129
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen Muscarinischen AChR M2 (ACM2) (P08172) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08172
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel