


Anti-Muskarinischer Achr M2 (Acm2)-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P08172

Artikelnummer: CM0017838



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den humanen muskarinischen AChR M2 (ACM2/CHRM2), validiert für Western Blotting und ELISA. Ideal für die neurologische Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays im Zusammenhang mit diesem G-Protein-gekoppelten Rezeptor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Muskarinischer AChR M2 (ACM2) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HM2; Muskarinischer AChR M2 (ACM2)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1129
GeneID	1129
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 208-388 des humanen muskarinischen AChR M2 (ACM2) entspricht (NP_001006629.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08172
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku