

Anti-Musk Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15146

Artikelnummer: CM0026360



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MUSK, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der neuromuskulären Endplatte und Studien zur synaptischen Signalübertragung. 97kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUSK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMS9; FADS; FADS1; MUSK
Spezies	Human
GeneID (Human)	4593
GeneID	4593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 424-783 von humanem MUSK (NP_001159752.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O15146
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel