


Anti-Mut Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P22033

Artikelnummer: CM0028219



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliche Methylmalonyl-CoA-Mutase (MUT) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialer Stoffwechsel und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCM; MUT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4594
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 451-750 der menschlichen MUT (NP_000246.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22033
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel