

Anti-Mutyh Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif7

Artikelnummer: CM0023266



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MUTYH (MYH), ein DNA-Reparaturenzym. Validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA und kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Erforschung von oxidativen Schäden und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MUTYH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MYH; MUTYH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4595
Gen-ID	4595
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-265 von humanem MUTYH (NP_001041636.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9UIF7
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel