


Anti-Mvb12A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ey5

Artikelnummer: CM0018986



Einführung

MVB12A Kaninchen pAb, ein in Kaninchen gegen humanes MVB12A erzeugter polyklonaler Antikörper, eignet sich für WB und ELISA. Er zeigt Kreuzreaktivität mit Ratte und ist ideal für die Forschung am ESCRT-I-Komplex und endozytischen Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MVB12A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFBP; FAM125A; MVB12A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	93343
GenID	93343
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-273 von humanem MVB12A (NP_612410.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q96EY5
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel