

## Anti-Mvd-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53602

Artikelnummer: CM0002643



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MVD (Diphosphomevalonat-Decarboxylase), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte; Molekulargewicht 43kDa. Geeignet für die Forschung in der Cholesterinbiosynthese und dem Mevalonat-Stoffwechselweg.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MVD Rabbit mAb                                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | MPD; MDDase; POROK7; FP17780; MVD                                                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                                   |
| GeneID (Human)    | 4597                                                                                                                                    |
| GeneID            | 4597                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen MVD (P53602) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Human, Ratte                                                                                                                            |
| SWISS             | P53602                                                                                                                                  |
| Protein-Gewicht   | 43kDa                                                                                                                                   |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                               |