


Anti-Mvk Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03426

Artikelnummer: CM0027403



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humane Mevalonatkinase (MVK), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zum Cholesterinstoffwechsel und die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MVK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4598
GenID	4598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-300 des humanen MVK (NP_000422.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03426
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel