

Anti-Mxd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - Q05195

Artikelnummer: CM0030600



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MXD1 (MAD) gerichtet ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für Forschung zur transkriptionellen Repression, MYC-Antagonismus und Telomeraseregulierung. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MXD1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MAD; MAD1; BHLHC58; MXD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4084
Gen-ID	4084
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem MXD1 (NP_002348.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q05195
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel