

Anti-Mxi1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50539

Artikelnummer: CM0027859

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MXI1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der MYC-transkriptionellen Antagonisierung und der nukleosomalen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MXI1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4601
GenID	4601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 76-295 von humanem MXI1 (NP_569157.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50539
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel