

Anti-Mybbp1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Bqg0

Artikelnummer: CM0026381

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen MYBBP1A (P160/PAP2) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zur Transkription und Ribosom-Biogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYBBP1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P160; PAP2; Po15; MYBBP1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10514
Gen-ID	10514
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1104-1328 von menschlichem MYBBP1A (NP_055335.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQG0
Proteingewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel