


## Anti-Mybpc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14324

Artikelnummer: CM0025994



### Einführung

MYBPC2 Kaninchen pAb, ein polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA, erkennt Myosin-bindendes Protein C, Fast-Typ (128kDa) in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Muskelkontraktion und Strukturproteinen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MYBPC2 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID             | 4606                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 912-1141 des humanen MYBPC2 (NP_004524.3) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                       |
| SWISS             | Q14324                                                                                                                            |
| Protein-Gewicht   | 128kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                         |