


Anti-Mybpc3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14896

Artikelnummer: CM0016963



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes MYBPC3 (kardiales Myosin-bindendes Protein C), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Herzmuskel und Kardiomyopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYBPC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FHC; CMH4; CMD1MM; LVNC10; MYBP-C; cMyBP-C; MYBPC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4607
Gen-ID	4607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-400 von humanem MYBPC3 (NP_000247.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q14896
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel