

Anti-Myd88-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99836

Artikelnummer: CM0006860



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MyD88, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Untersuchung von TLR/IL-1R-Signalwegen und Forschungsanwendungen zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MyD88 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4615
Gen-ID	4615
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem MyD88 (NP_002459.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99836
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel