

Anti-Myd88 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Artikelnummer: CM0015939



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MyD88, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. MyD88 ist ein zentrales Adapterprotein in den angeborenen Immunsignalwegen von TLR/IL-1R. Ideal für die Immunologie- und Entzündungskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MyD88 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4615
GeneID	4615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-309 von humanem MyD88 (NP_002459.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99836
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eistasche