

Anti-Myd88 Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q99836

Artikelnummer: CM0004886



Einführung

Hochwertiger MyD88 Kaninchen PolymAb® monoklonaler Antikörper für WB, IP, ELISA. Erkennt humanes und murines MyD88, einen wichtigen Adapter der angeborenen Immunantwort im TLR/IL-1R-Signalweg. 33 kDa. Q99836.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MyD88 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	WM1; IMD68; MYD88D
Spezies	Mensch
GenID	4615
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu den Aminosäuren 50-150 von humanem MyD88 (NP_002459.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99836
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel