

Polyklonaler Anti-Myef2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K5

Artikelnummer: CM0020821

Einführung

Hochwertiger polyklonaler MYEF2-Kaninchenantikörper für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt MYEF2 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist der Transkriptionsrepressor des Myelin-Gens zur Unterstützung der neurowissenschaftlichen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYEF2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MEF-2, MST156, myEF-2, MSTP156, HsT18564, MYEF2
Spezies	Mensch
GenID	50804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-120 des menschlichen MYEF2 (NP_001288139.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2K5
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Kühlakku