

Anti-Myelin Basic Protein (Mbp) Monoklonaler Antikörper Für Wb - P02686

Artikelnummer: CM0010485



Einführung

rekombinanter kaninmonoklonaler Antikörper gegen humanes Myelin Basic Protein (MBP). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Neurowissenschaft und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myelin Basic Protein Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4155
GenID	4155
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02686
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel