

Anti-Myelin Basic Protein (Mbp) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02686

Artikelnummer: CM0019669



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Myelin Basic Protein (MBP). Validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Demyelinisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myelin Basic Protein Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MBP; Myelin Basic Protein
Spezies	Human
GeneID (Human)	4155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-165 des humanen Myelin Basic Protein (NP_001020272.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02686
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eistasche