

Anti-Myelin-Basisprotein Maus-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P02686

Artikelnummer: CM0012780



Einführung

Anti-Myelin-Basisprotein (MBP) Maus-monoklonaler Antikörper für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Detektiert eine Bande bei 33 kDa. Ideal für die Neurobiologie und Multiple-Sklerose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myelin-Basisprotein Maus mAk
Bemerkungen/Alias	MBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4155
GenID	4155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-304 des menschlichen Myelin-Basisproteins (NP_001020272.1) entspricht.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02686
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel