

Anti-Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16653

Artikelnummer: CM0012557

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG), ein CNS-spezifisches Myelinprotein und Rötelnvirus-Rezeptor. Geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein
Spezies	Human
GeneID (Human)	4340
GeneID	4340
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16653
Proteingewicht	28kDa
Versand	Kühltasche