

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16653

Artikelnummer: CM0030651

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG, Q16653) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; rekombinantes Immunogen (aa 30-154).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein
Spezies	Mensch
GenID	4340
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-154 des humanen Myelin-Oligodendrozyten-Glykoproteins (NP_996532.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16653
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel