

Monoklonaler Antikörper Gegen Myelinprotein Zero (Mpz) Für Wb - P25189

Artikelnummer: CM0007560



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane Myelinprotein Zero (MPZ) für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Myelinisierung des peripheren Nervensystems und von Neuropathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Kaninchen-mAb gegen Myelinprotein Zero (MPZ)
Bezeichnungen/Alias	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Myelinprotein Zero (MPZ)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4359
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 149-248 des humanen Myelinproteins Zero (MPZ) (NP_000521.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P25189
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku