

Anti-Myelinprotein Zero (Mpz), Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25189

Artikelnummer: CM0021694



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes Myelinprotein Zero (MPZ) für Western Blot (WB) und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Myelinisierung peripherer Nerven.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Myelinprotein Zero (MPZ), Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Myelinprotein Zero (MPZ)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4359
Gen-ID	4359
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-153 des humanen Myelinproteins Zero (MPZ) (NP_000521.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25189
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku