


Anti-Myeloblastin (Proteinase 3/Pr3) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - P24158

Artikelnummer: CM0003868



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Proteinase 3 (PR3/Myeloblastin) gerichtet ist. Validiert für IF-P und ELISA. Erkennt eine neutrophile Serinprotease, ein wichtiges c-ANCA-Autoantigen. - P24158

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Proteinase 3/PR3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinase 3/PR3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5657
GenID	5657
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Proteinase 3/PR3 (P24158) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24158
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel