

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Myeloperoxidase-(Mpo)-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05164

Artikelnummer: CM0013890



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Myeloperoxidase (MPO), validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Erkennt MPO in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Untersuchungen zur Bildung neutrophiler extrazellulärer Fallen (NETs), zur angeborenen Immunität und zu Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Myeloperoxidase-(MPO)-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	MPO; Myeloperoxidase (MPO)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4353
Gen-ID	4353
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 606–745 der humanen Myeloperoxidase (MPO) (NP_000241.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05164
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku