

Anti-Myeloperoxidase (Mpo) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11247

Artikelnummer: CM0022233

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen murine Myeloperoxidase (Mpo), geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt Mpo in Proben von Mensch, Maus und Ratte und ermöglicht Forschung zur Neutrophilenbiologie, NETose und oxidativen Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mouse Mpo Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	mKIAA4033; Mouse Mpo
Spezies	Maus
GeneID (Human)	4353
GeneID	17523
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 16-718 der murinen Mpo entspricht (NP_034954.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11247
Protein-Gewicht	81kDa
Versand	Eistasche