

Anti-Myh13 Poliklonale Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Ukx3

Artikelnummer: CM0017603

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes MYH13 (Myosin-13), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der schnellen Muskelkontraktion von quergestreiften Muskeln in Augenmuskeln und Kehlkopfmuskeln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH13 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	MyHC-eo; MyHC-IIL; MYH13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8735
GenID	8735
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1240-1320 des humanen MYH13 (NP_003793.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UKX3
Proteinmasse	224 kDa
Versand	Eisbeutel