


Anti-Myh14-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z406

Artikelnummer: CM0029815



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes MYH14 (Myosin-14), geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung von nicht-muskulärem Myosin IIc bei der Zellform und Cytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFNA4, MHC16, MYH17, PNMHH, DFNA4A, Myosin, FP17425, NMHC II-C, NMHC-II-C, MYH14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79784
GenID	79784
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem MYH14 (NP_079005.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q7Z406
Proteingewicht	228 kDa
Versand	Eisbeutel