

Anti-Myh4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y623

Artikelnummer: CM0024560

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes MYH4 (Myosin-4, MyHC-2b). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für Studien zur Skelettmuskelkontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb; MYH4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4622
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1500-1600 von humanem MYH4 (NP_060003.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y623
Proteinmasse	223 kDa
Versand	Eisbeutel