

Anti-Myh4/Myh2B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q9Y623

Artikelnummer: CM0011555

Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Myosin-4 (MYH4/MyHC-IIb) für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. 223 kDa. Ideal für die Muskelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4622
GenID	4622
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1500-1600 des menschlichen MYH4 (NP_060003.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y623
Proteingewicht	223 kDa
Versand	Eisbeutel