

Anti-Myh6/A-Mhc Polyklonaler Kaninchen-Antikörper - Q02566

Artikelnummer: CM0026875



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-MYH6/α-MHC (Myosin-6) für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Herzmuskelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH6/α-MHC polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	4624
GeneID	17888
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q02566
Proteingewicht	224 kDa
Versand	Eisbeutel