

Anti-Myh6/Myh7-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P13533 / P12883

Artikelnummer: CM0008754

Einführung

MYH6/MYH7-Kaninchen-mAb ist ein monoklonaler Antikörper, der für Anwendungen in Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA validiert wurde. Erkennt Isoformen der kardialen Myosin-Schwerkette aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	MYH6/MYH7-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4624/4625
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1730-1830 des menschlichen MYH6/MYH7 entspricht (NP_002462.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13533/P12883
Proteingewicht	223 kDa
Versand	Kühlakku