

Anti-Myh7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P12883

Artikelnummer: CM0024256



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MYH7 (Myosin-7), ein kardiales/langsames Skelettmuskel-Motorprotein. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Muskelkontraktions- und Kardiomyopathiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMH1, MPD1, SPMD, SPMM, CMD1S, MYHCB, CMYP7A, CMYP7B, MYH7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4625
Gen-ID	4625
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1240-1340 von humanem MYH7 entspricht (NP_000248.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12883
Proteingewicht	223 kDa
Versand	Eisbeutel