

Anti-Myh7B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - A7E2Y1

Artikelnummer: CM0002346

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MYH7B (Myosin-7B, MYH14), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur Muskelkontraktion und kardialen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH7B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MHC14; MYH14; IncMYH7b; MYH7B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57644
GenID	57644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1750-1983 von menschlichem MYH7B (NP_065935.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	A7E2Y1
Proteinmasse	226 kDa
Versand	Eisbeutel