

Anti-Myh7/ β -Mhc Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P12883

Artikelnummer: CM0007099



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen MYH7/ β -MHC (Myosin Heavy Chain 7, kardiale Beta-Isoform). Validiert für WB, IF-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Erforschung von Muskelkontraktion und Kardiomyopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH7/ β -MHC Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B
Spezies	Mensch
Gen-ID	4625
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1240-1340 von menschlichem MYH7/ β -MHC (NP_000248.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12883
Proteingewicht	223kDa
Versand	Eisbeutel