


Anti-Myh9-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35579

Artikelnummer: CM0013875



Einführung

MYH9-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde und mit humanem und murinem MYH9/Myosin-9 reagiert, das für die Erforschung der Zellmotilität und Zytokinese von entscheidender Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH9-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; MYH9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4627
Gen-ID	4627
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1711–1960 des humanen MYH9 (NP_002464.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35579
Proteingewicht	227 kDa
Versand	Mit Eisbeutel